

# Prime TC

## transportstoel

Patiëntenvervoer **opnieuw gedefinieerd.**

Als het op de patiëntenervaring aankomt, doen de details ertoe. Daarom is ieder aspect van de Prime TC transportstoel ontworpen om een **verwelkomende en veilige omgeving te bieden die boekdelen spreekt voor zorgverleners, patiënten en hun familieleden.** Duidelijke aanraakpunten zorgen voor een intuïtieve bediening voor alle gebruikers. BackSmart ergonomie is ingebed in het ontwerp om het buigen en strekken te verminderen dat wordt geassocieerd met letsels van zorgverleners. Een star frame helpt de duurzaamheid te verbeteren, terwijl het risico op diefstal wordt verminderd. Deze investering in het welzijn van patiënten en zorgverleners vertelt hen dat u geeft om hun comfort en veiligheid - het vertelt hen dat ze ertoe doen.



**De unieke vorm van de Stand Assist-armsteunen is ontworpen om het comfort en de veiligheid van de patiënt te vergroten en biedt een verhoogd en verlengd aanraakpunt voor de patiënt tijdens het in- en uitstappen.**



**BackSmart duwhandvaten dragen bij tot de veiligheid van de zorgverlener, doordat zorgverleners hun ellebogen in een ergonomische hoek van 90 graden kunnen plaatsen. De handvaten zijn geschikt voor zorgverleners van vrijwel iedere lengte.**



**Omhoogklappende voetsteunen helpen struikelrisico's te voorkomen door een duidelijk pad te bieden voor het in- en uitstappen van de patiënt. De met de voet bediende Swing Away-functionaliteit verbetert de toegang tot de patiënt en maakt een nabijere positionering tot bedden, auto's of tafels mogelijk.**

**Big Wheel-manoeuvereerbaarheid** maakt het sturen en nemen van hoeken eenvoudiger.

**De One-touch centrale rem** vermindert het buigen en strekken en vergroot tegelijkertijd de efficiëntie van de zorgverlener.

**Anti-tip wielen** bieden een verbeterde stabiliteit en veiligheid voor patiënten.

**Een star, stapelbaar frame** helpt diefstal te voorkomen, terwijl waardevol vloeroppervlak behouden blijft.

**Ontworpen voor reinigingsgemak** Het stoelframe bestaat uit naadloze onderdelen die eenvoudig kunnen worden gedesinfecteerd en onder hoge druk kunnen worden gereinigd.

**Gele activeringspunten** zorgen voor een intuïtieve bediening voor alle gebruikers.

**Verplaatsbare, maar niet verwijderbare onderdelen** helpen het risico op verloren of gestolen onderdelen te verminderen.

**De veilige gewichtscapaciteit van 227 kg** maakt zelfs gebruik voor zwaardere patiënten mogelijk.

**De duurzame 2,5 cm (1 inch) dikke IV-paal** is verchroomd om roest te voorkomen en beschikt over ingesloten haken voor de veiligheid.

**De staande zuurstoftankhouder** helpt het buigen en tillen te verminderen dat nodig is om een zware zuurstoftank onder de stoel te plaatsen.

## Prime TC transportstoel



Stryker Nederland BV  
Koeweistraat 8  
4181CD Waardenburg  
(Postbus 13, 4180BA Waardenburg)  
Nederland

Algemeen : +41 21 966 12 01  
Fax : +41 21 966 12 00

www.stryker.nl

### Uw investering maximaliseren

Prime TC continueert de erfenis van Stryker op het gebied van kwaliteit en innovatie, die wordt ondersteund door een ongeëvenaarde garantie van drie jaar. Overweeg een ProCare Agreement, die u zal helpen te garanderen dat uw materieel altijd optimale prestaties levert, om uw investering verder te beschermen.

**Het geruststellende uiterlijk** van de Prime TC communiceert hygiëne, genezing en een hogere mate van zorg. Dankzij het bureaustoelachtige comfort en ontwerp voelt de Prime TC zich prima thuis bij andere apparatuur in de Prime-lijn.

### Standaard kenmerken

- Stand Assist-armsteunen
- Omhoogklappende voetsteunen
- BackSmart duwhandvaten
- One-touch centrale rem
- Anti-tip wielen
- Dossierhouder
- Voorgevormd plastic, naadloos ontwerp
- Met hogedrukreiniger wasbaar
- Star poedergecoat stalen frame
- Stapelbaar ontwerp
- Gele activeringspunten
- Big Wheel-manoeuvereerbaarheid
- Niet-verwijderbare onderdelen

### Specificaties

Modelnummer	1450 (vaste omhoogklappende voetsteunen)
	1460 (Swing Away omhoogklappende voetsteunen)
Totale lengte	40,2" (102,1 cm)
Totale breedte	28,3" (71,8 cm)
Zitbreedte	21,5" (54,6 cm)
Zithoogte	
Vanaf voetsteun	15" (38,1 cm)
Vanaf vloer	21" (53,3 cm)
Stoelhoogte	
Met IV-paal	73" (185,4 cm)
Zonder IV-paal	45" (114,3 cm)
Gripbereik duwhandvat	
Breedte	16" - 20,5" (40,6 - 52,1 cm)
Hoogte vanaf vloer	35" - 45" (88,9 - 114,3 cm)
Gewichtsbelasting	500 lbs (227 kg)

*Stryker behoudt zich het recht voor om specificaties zonder berichtgeving te wijzigen.*

### Opties

- Omhoogklappende voetsteunen met Swing Away-functionaliteit (model 1460)
- Staande zuurstoffeshouder
- Verchroomde 2,5 cm (1 inch) dikke IV-paal
- IV-paal bovenkant verkrijgbaar in zes kleuropties
- Foleybaghaken

### Garantie

Drie jaar op onderdelen, één jaar op arbeidsloon en reiskosten

#### Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Een professional in de gezondheidszorg moet altijd afgaan op zijn eigen professioneel klinisch oordeel als hij beslist of hij gebruik zal maken van een bepaald product bij de behandeling van een specifieke patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en adviseert dat chirurgen worden getraind in het gebruik van elk specifiek product voordat zij deze bij chirurgie gebruiken.

De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige aanbod van Stryker-producten te laten zien. Een chirurg moet altijd de bijsluiter, het productlabel en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen alvorens een product van Stryker te gebruiken.

Sommige producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar op alle markten omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de registratie- en/of medische praktijk op de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen hebt over de beschikbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of haar afdelingen of andere gelieerde bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken, of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of servicemerken: **BackSmart, Big Wheel, Prime TC, ProCare** en **Stryker**. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars of houders.

De hier opgesomde producten hebben een CE-markering conform Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.



Mkt Lit-MTX80707122012NL Rev A  
MTX-RRD/GS 2013/02

Copyright © 2013 Stryker