

TruRize®

Klinische mobilisatiestoel



De volgende stap in mobiliteit.

Vroegtijdige mobilisatie van de patiënt is een essentieel onderdeel van het genezingsproces. Het belang hiervan voor de gezondheid en het herstel van de patiënt kan niet genoeg benadrukt worden.*

TruRize® bevordert de vroegtijdige mobilisatie van de patiënt en geeft zorgverleners de zekerheid die zij nodig hebben bij het voorzichtig mobiliseren van hun patiënten.

Kenmerken

- Eenvoudige, gebruikersvriendelijke technologie waarmee zorgverleners de patiënt efficiënt kunnen verplaatsen en behandelen.
- Het elektrisch aangedreven kantelmechanisme van TruRize® zorgt ervoor dat de patiënt kan kiezen tussen verschillende comfortabele posities.
- De eerste mobilisatiestoel met een geïntegreerd alarmsysteem dat afgaat wanneer de patiënt de stoel verlaat, waardoor men sneller kan reageren als de patiënt valt.*



A



B



C



D



E



F



- A Zwenkbare armleuningen
- B Bedieningspaneel zorgverlener
- C Bedieningspaneel patiënt

- D Rempedaal
- E Geïntegreerde urinezakhaken
- F Verticale transporthandgrepen

De sta-op-stand ondersteunt de patiënt naar een staande positie, wat de vroegtijdige mobilisatie bevordert.

* Early Mobilization in the Intensive Care Unit: Een systematische beoordeling
Joseph Adler, PT, DPT, CCS en Daniel Malone, PhD, MPT, CCS

* Elektrisch aangedreven, klinische stoel, alleen voor ziekenhuisgebruik.



Standaardfuncties

- Elektrisch aangedreven stoel
- Aan beide zijden een bedieningspaneel voor de zorgverlener
- Verlicht bedieningspaneel met vergrendeling aan beide zijden van de stoel
- Zes posities (Sta-op-stand, achterover, rechtop 1, rechtop 2, transport, Trendelenburg)
- In hoogte verstelbaar
- Geïntegreerd stoel-exit-alarm conform IEC 60601-1-8 alarm met matige prioriteit
- Zwenkbare armleuningen
- One-touch rempedaal
- Verticale handgrepen voor manoeuvreren
- Twee geïntegreerde urinezakhaken
- Twee haken voor slangen en lijnen
- Zwenkwielen van 8,9 cm
- Vier kleuropties voor de stof (Voldoet aan CAL 117 brandbaarheid)

Optionele accessoires

- Back-up-batterij
- Kabel voor verpleegoproepsysteem (6,35 mm jack-plug)
- CAL 133 brandvertraging

Specificaties

Modelnummer	3333-000-000
Totale breedte (rechtop 1)	86 cm
Totale hoogte (rechtop 1)	135 tot 155 cm
Totale lengte (volledig plat)	185 cm
Zitting	
Breedte	66 cm
Diepte	52,1 cm
Hoogte vanaf de vloer (rechtop 1)	48 tot 66 cm
Hoogte leuning vanaf de vloer	71 tot 89 cm
Draagvermogen	158 kg
Elektronica	
Europese normering	IEC60601-1
Volt	100-240 VAC
Ampère	4A
Frequentie	50/60 Hz
Batterij (optioneel)	(2) 12V DC loodzuurbatterijen

Garantie

- Twee jaar op onderdelen

Stryker behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Specificaties worden afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal. Conversies worden berekend vóór afronding.

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele medische zorgverleners.

Een professionele medische zorgverlener moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies; het is raadzaam dat professionele medische zorgverleners worden getraind in het gebruik van elk specifiek product voordat zij dit tijdens ingrepen gebruiken.

De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige aanbod van Stryker-producten te laten zien. Een professionele medische zorgverlener moet altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen alvorens een product van Stryker te gebruiken.

Sommige producten zijn mogelijk niet in elke markt verkrijgbaar omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de regelgevende en/of medische praktijk in de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen hebt over de verkrijgbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of servicemerken: TruRize Klinische stoel en Stryker. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars of houders.

De hierboven afgebeelde producten hebben een CE-markering conform de geldende Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen.



OTHMEDBRO18NL
RRD 2016/08
2016-9734

Copyright © 2016 Stryker

Website: patientcare.eu.stryker.com