

StaminaLift 5000



# Eigenschappen

- Universeel inzetbaar voor ziekenhuisbedden, kinderbedden, stretchers , transport karren met een wieldiameter van 125mm, 150 mm of 200mm.
- Gepatenteerde technologie „Connect & Lock“ → heft de wielen op aan één zijde op via klemmen ( van buitenzijde of binnenzijde)
- Dynamische belasting tot 600 kg
- Automatische rem bij loslaten besturing
- Uitzonderlijke wendbaarheid
- Bediening door 1 persoon via een Joystick
- Veilige bediening ook bij hoogteverschillen
- Toepasbaar op alle onderlagen
- Elektronische veilige bediening



# StaminaLift met sta plateau

- Optioneel verkrijgbaar op de Staminlift
- Minder fysieke belasting voor gebruiker



# Transport met StaminaLift

- Transport door 1 persoon
- Transport voor alle gangbare ziekenhuisbedden
- Transport voor langere afstanden
- Ideaal voor smalle gangen en deuren en bij drempels

# Transport van bedden met patiënten

## Gewicht

- Patiënt = 50 tot 300 kg
- Bed = 140 tot 300 kg
  
- Totaal gewicht tussen de 190 tot 600 kg!

## Oplossing voor

- voorkomen van ongevallen en hoge fysieke belasting
- veel en scherpe bochten
- Plotseling remmen
- Veelvuldige transporten
- Lange afstanden
- vervoer over drempels en in liften

# Mogelijkheden met de StaminaLift 5000



## Interesse?!

- mail: [customerservice@novymed.com](mailto:customerservice@novymed.com)  
of
- bel: 073-6156307

