


De INO is een comfortabel gevormde stoel met een ergonomische bediening, verstelbaar van actieve zithouding tot relaxpositie. Een doordachte constructie geeft de stoel een moderne, lichte uitstraling en garandeert tegelijk een hoge kwaliteit én een uitstekend rijgedrag. Dankzij de modulaire opbouw mogelijkheden kent de INO een breed toepassingsgebied. Speciaal voor de zorg is er de INO - Cura NS.

### Uitvoering INO - Cura NS

- Zero Gravity (ZG) of Duo Comfort (DC) \*
- 4 zithoogtes, waarvan 48 cm als standaard
- Stalen frame en kruispoot, geëpoxeerd
- 4 wielen 125 mm met centraal remsysteem
- Inschuifbare voetensteun en duwbeugel
- Ergonomisch gevormde rug en zitting met geïntegreerde beensteun voor een hoog zitcomfort
- Neerschuihbare armsteunen, polyurethaan of hout
- Bekleding Silverguard (SG) of Stamskin Top (ST)
- Diverse opties en accessoires

\* **Zero Gravity:** Pure eenvoud. Rug en beensteun zijn synchroon traploos verstelbaar. Van een actieve en passieve zithouding tot een uitstekende slaappositie.

**Duo Comfort:** Ergonomie. Tal van zit- en ligposities mogelijk. Rug en beensteun zijn afzonderlijk traploos verstelbaar. Van een actieve en passieve zithouding tot een uitstekende slaappositie.



Heeft u vragen, wenst u aanvullende informatie of wellicht een afspraak, neem dan gerust contact op met uw Accountmanager, dhr. Lars Volders.

T. 06 331148676 - E. l.volders@novymed.com