



Behandelstoel / -bank

De multi-inzetbare Proceed

Ontdek de onbeperkte mogelijkheden van de Proceed

Oorspronkelijk ontworpen voor en door Gipsverbandmeesters kan deze stoel op veel meer plekken dan Gipskamers worden ingezet, van dermatologische behandelingen, wondverzorging, podotherapie tot zelfs orthopedische ingrepen.

In het ontwerp van deze veelzijdige stoel staan comfort, ergonomie en gebruiksgemak centraal, met aandacht voor het welzijn van zowel patient als zorgverlener.

De Proceed onderscheidt zich door zijn exceptionele verstelmogelijkheden, variërend van een optimale instaphoogte voor de patient tot de ideale werkhoopte voor de zorgverlener. De werkhoopte waarborgt het welzijn en werkplezier voor de zorgverlener, waardoor de focus volledig gelegd kan worden op een optimale behandeling van de patient.

Noemen we het een stoel? Dat doet dit veelzijdige product tekort. De Proceed laat zich moeiteloos transformeren naar een behandelbank, als de behandeling daarom vraagt!

Naast deze unieke verstelmogelijkheden van de Proceed, is deze stoel ook uitermate compact, zonder het comfort uit het oog te verliezen. Dat de maakt de stoel uitermate geschikt voor beperkte, en zelfs kleine behandelruimtes.



Accessoires



Kniesteun



RVS Materiaalbak



Steunkussen



De Proceed,
...ontdek de
onbeperkte
mogelijkheden.

Unieke eigenschappen van de Proceed:

- **Unieke verstelmogelijkheden**, van een lage instap, tot een ideale werkhoopte
- **Eenvoudig te transformeren** naar een behandelbank
- **Comfortabel** voor zowel patient als zorgverlener
- **Uitermate compact design**, wat gebruik in kleine ruimtes mogelijk maakt

Technical specifications

Breedte:	53 cm
Rug verstelling:	85°
Hoogte verstelling:	60-100 cm
Trendelenburg verstelling:	15°
Maximale belasting:	150 kg
Wielen:	Ø100mm
Materiaal:	Gecoat staal